

## Omnium1

### 3 in 1 Adapter für D/A-Konverter



Mit dem Omnium1 – „3 in 1 Adapter“ für den bestehenden D/A-Konverter haben Sie die Möglichkeit, alle drei Applikatoren (Ganzkörpermatte, Kissen und Spot) ohne Umstecken und gleichzeitig mit dem vorhandenen D/A-Konverter Ihres Omnium1 Systems zu verbinden.

Bitte stecken Sie hierzu den Omnium1 – „3 in 1 Adapter“ mit dem bereits vorhandenen D/A-Konverter zusammen (Seite mit zwei Anschlussbuchsen).

Verbinden Sie alle Applikatoren (und falls vorhanden, auch das OmniBrain-System) mit dem Omnium1 - 3 in 1 Adapter. Die Applikatoren dürfen hierbei jeweils in eine beliebige, der drei vorhandenen Buchsen, geschraubt werden. Die Applikation erkennt die jeweils verbundenen Applikatoren anschliessend automatisch.

#### **WICHTIG:**

Bitte stellen Sie sicher, dass die neueste Version der iMRsone Software installiert ist. Klicken Sie dazu bei aktiviertem WLAN in der iMRsone App auf „Einstellungen -> Über“ und anschliessend auf den Button „Check App new version“. Starten Sie nach dem Anschluss des „3 in 1 Adapters“ in jedem Fall die iMRsone Applikation neu! Sollte die Anwendung noch aktiv oder im Hintergrund geladen sein, schliessen Sie diese bitte unbedingt und starten Sie diese erneut. Der Omnium1 „3 in 1 Adapter“ wird vom System nur dann erkannt, wenn er mit dem bestehenden D/A-Konverter verbunden wird, bevor die Applikation neu gestartet wird.

Wählen Sie nun über die 3 Applikator-Icons auf der Bedienoberfläche der iMRsone Applikation Ihren gewünschten Applikator aus und starten Sie die Anwendung wie gewohnt.

## Omnium1

### 3 in 1 Adapter für D/A-Konverter



Mit dem Omnium1 – „3 in 1 Adapter“ für den bestehenden D/A-Konverter haben Sie die Möglichkeit, alle drei Applikatoren (Ganzkörpermatte, Kissen und Spot) ohne Umstecken und gleichzeitig mit dem vorhandenen D/A-Konverter Ihres Omnium1 Systems zu verbinden.

Bitte stecken Sie hierzu den Omnium1 – „3 in 1 Adapter“ mit dem bereits vorhandenen D/A-Konverter zusammen (Seite mit zwei Anschlussbuchsen).

Verbinden Sie alle Applikatoren (und falls vorhanden, auch das OmniBrain-System) mit dem Omnium1 - 3 in 1 Adapter. Die Applikatoren dürfen hierbei jeweils in eine beliebige, der drei vorhandenen Buchsen, geschraubt werden. Die Applikation erkennt die jeweils verbundenen Applikatoren anschliessend automatisch.

#### **WICHTIG:**

Bitte stellen Sie sicher, dass die neueste Version der iMRsone Software installiert ist. Klicken Sie dazu bei aktiviertem WLAN in der iMRsone App auf „Einstellungen -> Über“ und anschliessend auf den Button „Check App new version“. Starten Sie nach dem Anschluss des „3 in 1 Adapters“ in jedem Fall die iMRsone Applikation neu! Sollte die Anwendung noch aktiv oder im Hintergrund geladen sein, schliessen Sie diese bitte unbedingt und starten Sie diese erneut. Der Omnium1 „3 in 1 Adapter“ wird vom System nur dann erkannt, wenn er mit dem bestehenden D/A-Konverter verbunden wird, bevor die Applikation neu gestartet wird.

Wählen Sie nun über die 3 Applikator-Icons auf der Bedienoberfläche der iMRsone Applikation Ihren gewünschten Applikator aus und starten Sie die Anwendung wie gewohnt.

## Omnium1

### 3 in 1 adapter for D/A converter



With the Omnium1 - „3 in 1 Adapter“ for the existing D/A converter, you are able to connect all three applicators (full body mat, pad and spot) to the existing D/A converter of your Omnium1 system without having to unplug and reconnect anything.

To do so, please connect the Omnium1 - „3 in 1 adapter“ to the already existing D/A converter (side with two connection sockets).

Connect all applicators (and the OmniBrain System if available) to the Omnium1 - 3 in 1 adapter. The applicators may be screwed into any of the three available sockets. The application then automatically recognises the connected applicators.

**IMPORTANT:** Please ensure to download and install the latest version of the iMRsone software. Click (WIFI must be enabled) on „Settings -> About“ in the iMRsone app followed by clicking on the „Check App new version“ button.

Always restart the iMRsone application after connecting the 3 in 1 adapter! If the application is still active or loaded in the background, please close it and start it again. The Omnium1 „3 in 1 Adapter“ is only recognised by the system if it is connected to the existing D/A converter before the application is restarted.

Now select your desired applicator via the three applicator icons on the user interface of the iMRsone application and start the application as usual.

## Omnium1

### 3 in 1 adapter for D/A converter



With the Omnium1 - „3 in 1 Adapter“ for the existing D/A converter, you are able to connect all three applicators (full body mat, pad and spot) to the existing D/A converter of your Omnium1 system without having to unplug and reconnect anything.

To do so, please connect the Omnium1 - „3 in 1 adapter“ to the already existing D/A converter (side with two connection sockets).

Connect all applicators (and the OmniBrain System if available) to the Omnium1 - 3 in 1 adapter. The applicators may be screwed into any of the three available sockets. The application then automatically recognises the connected applicators.

**IMPORTANT:** Please ensure to download and install the latest version of the iMRsone software. Click (WIFI must be enabled) on „Settings -> About“ in the iMRsone app followed by clicking on the „Check App new version“ button.

Always restart the iMRsone application after connecting the 3 in 1 adapter! If the application is still active or loaded in the background, please close it and start it again. The Omnium1 „3 in 1 Adapter“ is only recognised by the system if it is connected to the existing D/A converter before the application is restarted.

Now select your desired applicator via the three applicator icons on the user interface of the iMRsone application and start the application as usual.